

Stop & Clean by Aircom - Płyn do dezynfekcji rąk


Produkt :

	Kod produktu
Sanitizer 100 ml Bottle (ø 47 mm , h 100 mm)	1.019.010.190.001
Sanitizer 500 ml Bottle dispenser bottle with flap cap	1.019.010.190.002
Sanitizer 1000 ml Bottle dispenser bottle with flap cap	1.019.010.190.003
Sanitizer 1000 ml bottle (base: 85 mm x 85 mm)	1.019.010.190.004
Sanitizer 5 l Canister	1.019.010.190.005

Kod produktu
Preparat zgodny z wytycznymi WHO
Ilość składników dla 1L finalnego produktu

Etanol (96%)	833.3 mL
Nadtlenek wodoru (3%)	41.7 mL
Glicerol (98%)	14.5 mL
Woda	do 1000 mL

Finalne stężenie składników (stężenie procentowe objętościowe, v/v)

Etanol	80%
Nadtlenek wodoru	0.125%
Glicerol	1.45%

Akcesoria :

	Kod produktu
Pompa dozująca EURO - butelka 500ml / 1000 ml	1.019.010.190.9
Pompa dozująca 5 l kanister / 1000 ml (85 mm x 85 mm)	1.019.010.191.0
Dyspenser naścienny EURO - butelka 500 ml (plastikowy)	1.019.020.190.001
Dyspenser naścienny EURO - butelka 1000 ml (plastikowy)	1.019.020.190.002
Dyspenser naścienny EURO - butelka 500 ml (stal szlachetna)	1.019.020.190.003
Dyspenser naścienny EURO - butelka 1000 ml (stal szlachetna)	1.019.020.190.004
Uniwersalny stojak na dozownik	1.019.020.190.005

Kod produktu
Właściwości :

- gotowy do użycia
- formuła do dezynfekcji rąk zalecana przez WHO
- wyłącznie do użytku zewnętrznego

Sposób użycia :

- Nanieś 3ml płynu Stop&Clean na dłoń.
- Pokryj płynem całe dłoń
- Wcieraj płyn dokładnie aż do wyschnięcia